



First EC marking date applied : 2014

Manufactured in France by  
TEKNIMED S.A.S  
8, rue du Corps Franc Pommiers  
65500 Vic en Bigorre - FRANCE  
Tél : (33) 5.62.96.88.38  
Fax : (33) 5.62.96.28.72  
www.teknimed.com



TF410609/3 \_ 09/2019

**This equipment must only be used for injectable PMMA bone cements during arthroplasty procedures.**

This device is packaged and sterilized for single use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing, or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure that in turn may result in patient injury, illness or death. Also, reprocessing or resterilization of single use devices may create a risk of contamination and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness, or death of the patient.

Comply with local regulations in force relating to medical waste for safe handling and disposal of the cement.

**(A)** Injection handset  
Pistolet d'injection  
Injektionspistole  
Pistola de inyección  
Pistola da iniezione  
Pistola de injeção  
Enjeksiyon tabancası

**(D)** Base  
Base  
Basis  
Base  
Base  
Base  
Taban


**(B)** Reservoir  
Réservoir  
Behälter  
Trichter  
Embudo  
Serbatoio  
Reservatório  
Hazne

**(E)** Funnel  
Entonnoir  
Trichter  
Embudo  
Imbuto  
Funil  
Süzme ünitesi


**(C)** Mixer plunger  
Axe mélangeur  
Mischachse  
Eje mezclador  
Asse di miscelazione  
Eixo misturador  
Karıştırıcı eksen

**(F)** Injection tube  
Tube d'injection  
Injektionskanüle  
Tubo de inyección  
Tubo di iniezione  
Tubo de injeção  
Enjeksiyon tüpü

**(G)** Vacuum tube with filter  
Tube vacuum avec filtre  
Vakuumkanüle mit Filter  
Tubo de vacío con filtro  
Tubo per il vuoto con filtro  
Tubo de vácuo com filtro  
Filtreli vakum tüpü



①



Screw the base onto the mixer.

②




Unscrew the mixer plunger.

③




Remove the mixer plunger.

④



Cut one corner from the pouch of bone cement powder.

⑤




Place the funnel in the reservoir and pour in the bone cement powder first, followed by the liquid.

⑥




Screw the mixer plunger onto the reservoir.  
Caution: check that the mixer plunger's impeller is fully home at the base of the reservoir.

⑦




Firmly connect the vacuum tube to the mixer and the adaptor to a vacuum pump pedal.

⑧



Mix by back-and-forth motions whilst simultaneously rotating the mixer plunger for the time required (refer to the bone cement's user instructions).  
Caution: keep the mixer vertical and do not remove the base as long as the mixing phase is not completed.

⑨




Withdraw the central rod from the mixer plunger.  
The mixer plunger is in two parts: hold the cannula to remove the central rod.  
Caution: keep the mixer plunger's central rod for the final stage of emptying the tube.

⑩




Attention required




Break the mixer plunger tube.  
Caution: the tube must be fully pulled up to be properly broken in two.

⑪




Screw the injection tube onto the mixer.

⑫




Unscrew the base of the mixer.

⑬




Screw the reservoir onto the injection handset.  
Caution: screw the reservoir on tightly.

⑭




Before injecting, force out any air from the tube by actuating the handle.

⑮



After the cement has been injected, unscrew the injection tube.

⑯



Empty the tube with the mixer plunger's central rod to recover the cement remaining inside the injection tube.

# VACUUKIT®

Vacuum mixing and injection system for bone cement.
Instructions for use



Fabriqu  en France par / Manufactured in France by / In Frankreich hergestellt von / Fabricado en Francia por / Fabricato in Francia da / Fabricado em Frana por / Fransada imal edilmisdir :

**TEKNIMED S.A.S**  
**8, rue du Corps Franc-Pommies**  
**65500 VIC EN BIGORRE - FRANCE**  
T l. (33)5 62 96 88 38  
Fax (33)5 62 96 28 72  
www.teknimed.com

**Date de premi re apposition du marquage CE : 2014**

1) Visser la base sur le m langeur.
2) D visser l'axe m langeur
3) Retirer l'axe m langeur.
4) Couper un coin de la poche de poudre de ciment osseux
5) Placer l'entonnoir dans le r servoir et verser la poudre de ciment osseux en premier puis le liquide.
6) Visser l'axe m langeur sur le r servoir.
Attention : Veiller   ce que l'h lice de l'axe m langeur soit en but e avec le fond du r servoir.
7) Connecter fermement le tube vacuum au m langeur et l'adaptateur   une p dale de pompe sous vide.
8) M langer en r alisant un mouvement de va-et-vient coupl    une rotation de l'axe  langeur pendant le temps requis (cf. Instruction d'utilisation du ciment osseux).
Attention : Maintenir le m langeur   la verticale et ne pas retirer la base tant que le m lange n'est pas termin .
9) Retirer la tige centrale de l'axe m langeur. L'axe m langeur est en 2 parties, maintenir la canule pour sortir la tige centrale.
Attention : Conserver la tige centrale de l'axe m langeur pour la derni re  tape de purge.
10) Casser le tube de l'axe m langeur.
Attention le tube doit  tre compl tement sorti pour  tre sectionn  correctement.
11) Visser le tube d'injection sur le m langeur.
12) D visser la base du le m langeur.
13) Visser le r servoir sur le pistolet injecteur.
Attention : Visser fortement le r servoir.
14) Evacuer l'air du tube en actionnant la poign e puis proc der   l'injection
15) En fin d'injection du ciment d visser le tube d'injection.
16) Purger le tube avec la tige centrale de l'axe m langeur pour r cup rer le ciment restant   l'int rieur du tube d'injection.

Ce dispositif doit  tre utilis  uniquement avec des ciments osseux PMMA injectables durant une proc dure d'arthroplastie.

Ce dispositif est conditionn  et st rilis  pour  tre strictement   usage unique. Ne pas r utiliser, retraiter ou rest riliser. La r utilisation, le retraitement ou la rest rilisation peut compromettre l'int grit  structurelle du dispositif et/ou conduire   un dysfonctionnement du dispositif, lui-m me susceptible d'occasionner des l sions, des affections ou le d c s du patient. Le retraitement ou la rest rilisation des dispositifs   usage unique peut aussi cr er un risque de contamination et/ou provoquer des infections ou des infections crois es chez le patient, y compris, mais sans s'y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient   un autre. La contamination du dispositif peut conduire   des l sions,   des affections ou au d c s du patient.

Respecter la r glementation locale en vigueur relative aux d chets m dicaux pour la manipulation et l' limination en toute s curit  du dispositif.

## DEUTSCH

**DatumdererstmaligenCE-Kennzeichnung: 2014**

1) Die Basis auf den Mischer schrauben.
2) Die Mischachse abschrauben.
3) Die Mischachse entfernen.
4) Eine Ecke des Beutels mit dem Knochenzementpulver abschneiden.
5) Den Trichter auf den Beh lter setzen, zun chst das Knochenzementpulver und danach die Fl ssigkeit einf llen.
6) Die Mischachse auf den Beh lter

schrauben. Achtung: Darauf achten, dass die Schraube der Mischachse am Beh lterboden ansteht.

7) Die Vakuumkan le fest mit dem Mischer und den Adapter mit dem Pedal einer Vakuumpumpe verbinden.

8) Zum Mischen w hrend der erforderlichen Dauer (siehe Verwendungshinweise des Knochenzements) eine Auf-und-ab-Bewegung mit einer Drehung der Mischachse kombinieren. Achtung: Den Mischer senkrecht halten und die Basis nicht entfernen, solange das Mischen nicht abgeschlossen ist.

9) Den mittleren Stiel der Mischachse entfernen. Die Mischachse ist zweiteilig; die Kan le festhalten, um den mittleren Stiel herauszuziehen. Achtung: Den mittleren Stiel der Mischachse f r den letzten Reinigungsschritt aufbewahren.

10) Die Kan le der Mischachse abbrechen. Achtung: Die Kan le muss vollst ndig herausgezogen werden, damit sie ordentlich abgebrochen werden kann.

11) Die Injektionskan le auf den Mischer schrauben.

12) Die Basis vom Mischer abschrauben.

13) Den Beh lter auf die Injektionspistole schrauben. Achtung: Den Beh lter gut festschrauben.

14) Vor der Injektion durch Bet tigen des Griffes die Luft aus der Kan le entfernen.
15) Nach der Injektion des Zements die Injektionskan le abschrauben.

16) Die Kan le mit dem mittleren Stiel der Mischachse reinigen, um den in der Injektionskan le verbleibenden Zement zu sammeln.

Dieses Produkt darf nur mit injizierbaren PMMA-Knochenzementen verwendet werden Bei arthroplastischen Verfahren.

Dieses Produkt ist nur f r den einmaligen Gebrauch verpackt und sterilisiert. Bitte nicht wiederverwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren. Wiederverwendung, erneutes Verarbeiten oder erneute Sterilisation k nnen die strukturelle Integrit  des Instruments beeintr chtigen und/oder zu Fehlfunktionen des Instruments f hren, die wiederum zur Verletzung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten f hren k nnen. Wiederverwendung, erneutes Verarbeiten oder erneute Sterilisation von Produkten zum Einmalgebrauch k nnen auch eine Kontaminationsrisiko hervorrufen und/oder eine Infektion oder Kreuzinfektion verursachen, und einschlielich, aber nicht beschr nkt auf, zu einer  bertragung infekti ser Krankheiten von einem Patienten auf den anderen f hren. Die Kontamination des Instruments kann zu Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten f hren.

Die  rtlichen Bestimmungen im Hinblick auf medizinische Abf lle f r den sicheren Umgang und die sichere Entsorgung des Zements einhalten.

## ESPA OL

**Fecha de primera inserci n del marcado CE : 2014**

1) Atornillar la base al mezclador.
2) Desatornillar el eje mezclador.
3) Retirar el eje mezclador.
4) Cortar una esquina de la bolsa de polvo de cemento  seo.
5) Colocar el embudo en el dep sito y verter el polvo de cemento  seo en primer lugar, seguido posteriormente por el l quido.
6) Atornillar el eje mezclador al dep sito.
Atenci n: Asegurarse de que la h lice del eje mezclador haga tope con el fondo del dep sito.
7) Conectar firmemente el tubo de vacio con el mezclador y el adaptador a un pedal de la bomba de vacio.
8) Mezclar realizando un movimiento de vaiv n combinado con una rotaci n del eje mezclador durante el tiempo necesario (consultar las Instrucciones de uso del cemento  seo).
Atenci n: Mantener el mezclador vertical y no retirar la base mientras no se haya completado la mezcla.
9) Retirar la varilla central del eje mezclador. El eje mezclador tiene 2 partes; sostener la c nula para sacar el v stago central.
Atenci n: Conserver la varilla central del eje mezclador para su uso en la  ltima etapa de purga.
10) Romper el tubo del eje mezclador.
Atenci n: El tubo debe haber salido completamente para que se corte correctamente.
11) Atornillar el tubo de inyecci n al mezclador.
12) Desatornillar la base del mezclador.
13) Atornillar el dep sito a la pistola de inyecci n.
Atenci n: Atornillar el dep sito con firmeza.
14) Evacuar el aire del tubo accionando el pomo y proceder a la inyecci n.
15) Al final de la inyecci n del cemento,

desatornillar el tubo de inyecci n.

16) Purgar el tubo con la varilla central del eje mezclador para recuperar el cemento que queda en el interior del tubo de inyecci n.

Este dispositivo debe utilizarse  nicamente con cementos  seos PMMA injectables durante los procedimientos de artroplastia.

Este dispositivo fue empaquetado y esterilizado para usarlo una sola vez. No lo reutilice, reprocese ni reesterilice. La reutilizaci n, el reprocesamiento o la reesterilizaci n pueden comprometer la integridad estructural del dispositivo y/o provocar un fallo del mismo que a su vez puede producir lesiones, afecciones o muerte del paciente. Adem s, el reprocesamiento o la reesterilizaci n de dispositivos para un solo uso puede crear riesgo de contaminaci n y/o producir la infecci n o infecci n cruzada del paciente, incluyendo, entre otras consecuencias, la transmisi n de enfermedad(es) infecciosas(s) de un paciente a otro. La contaminaci n del dispositivo puede conducir a lesiones, afecciones o muerte del paciente.

Respetar la reglamentaci n local en vigor relativa a los desechos m dicos para la manipulaci n y la eliminaci n con la mayor seguridad del cemento.

## ITALIANO

**Data di prima apposizione del marchio CE : 2014**

1) Avvitare la base sul mixer.
2) Svitare l'asse di miscelazione.
3) Ritirare l'asse di miscelazione.
4) Tagliare un angolo del sacchetto contenente la polvere del cemento osseo.
5) Mettere l'imbuto nel serbatoio e versare dapprima la polvere del cemento osseo e poi il liquido.
6) Avvitare l'asse di miscelazione sul serbatoio.
Attenzione : Agire in modo da evitare che l'elica dell'asse di miscelazione venga a contatto con il fondo del serbatoio.
7) Collegare solidamente il tubo per il vuoto al mixer e l'adattatore al pedale di una pompa per il vuoto.
8) Mescolare per il tempo richiesto, facendo un movimento di va e vieni accoppiato ad una rotazione dell'asse di miscelazione (riportarsi alle Istruzioni per l'uso del cemento osseo).
Attenzione: Mantenerne il mixer in posizione verticale e non ritirare la base fino a quando la miscelazione non   terminata.
9) Ritirare lo stelo centrale dell'asse di miscelazione.
L'asse di miscelazione   costituito da 2 elementi : per estrarre lo stelo centrale, si deve mantenere la cannula.
Attenzione : Conservare lo stelo centrale dell'asse di miscelazione per lo spurgo da effettuare come ultima fase delle operazioni.
10) Rompere il tubo dell'asse di miscelazione.
Attenzione : Per poterlo sezionare in modo corretto, il tubo deve essere completamente fuoriuscito.
11) Avvitare il tubo di iniezione sul mixer.
12) Svitare la base del mixer.
13) Avvitare il serbatoio alla pistola da iniezione.
Attenzione : Avvitare fortemente il serbatoio.
14) Evacuare l'aria dal tubo azionando l'apposita maniglia e procedere quindi all'iniezione.
15) Alla fine dell'iniezione del cemento, svitare il tubo di iniezione.
16) Spurgare il tubo servendosi dello stelo centrale dell'asse di miscelazione e recuperare il cemento restante all'interno del tubo di iniezione.

Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente con dei cementi ossei PMMA iniettabili durante le procedure di artroplastica.
Il dispositivo viene fornito confezionato e sterilizzato ed   destinato ad essere utilizzato una sola volta. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. I processi di riutilizzo, ritrattamento o risterilizzazione possono compromettere l'integrit  strutturale del dispositivo e/o causare guasti, che potrebbero provocare lesioni, malattie o morte del paziente. Inoltre, il trattamento o la risterilizzazione di dispositivi monouso possono costituire un rischio di contaminazione e/o causare infezione del paziente o infezioni crociate, inclusa, fra le altre, la trasmissione di patologie infettive fra i vari pazienti. La contaminazione del dispositivo pu  inoltre causare il rischio di lesioni, patologie o decesso dei pazienti.

Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente con dei cementi ossei PMMA iniettabili durante le procedure di artroplastica.

Il dispositivo viene fornito confezionato e sterilizzato ed   destinato ad essere utilizzato una sola volta. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. I processi di riutilizzo, ritrattamento o risterilizzazione possono compromettere l'integrit  strutturale del dispositivo e/o causare guasti, che potrebbero provocare lesioni, malattie o morte del paziente. Inoltre, il trattamento o la risterilizzazione di dispositivi monouso possono costituire un rischio di contaminazione e/o causare infezione del paziente o infezioni crociate, inclusa, fra le altre, la trasmissione di patologie infettive fra i vari pazienti. La contaminazione del dispositivo pu  inoltre causare il rischio di lesioni, patologie o decesso dei pazienti.

Per la manipolazione e l'eliminazione del cemento in tutta sicurezza, rispettare la regolamentazione in vigore sul posto, relativa ai rifiuti medici.

### PORTUGU S

**Data da primeira posio da marcao CE : 2014**

1) Apertar a base no misturador.
2) Desapertar o eixo misturador
3) Retirar o eixo misturador.
4) Cortar um canto da saqueta do p  de cimento  sseo
5) Colocar o funil no reservat rio e deitar em primeiro o p  de cimento  sseo e depois o l quido.
6) Apertar o eixo misturador no reservat rio.
Ateno: Certifique-se de que a h lice do eixo misturador est  nivelada com a parte inferior do reservat rio.
7) Ligar firmemente o tubo de v cuo ao misturador e o adaptador a um pedal de bomba a v cuo.
8) Misturar realizando um movimento de vai-e-vem associado a uma rotao do eixo misturador durante o tempo necess rio (consultar Instruoes de utilizao do cimento  sseo).
Ateno: Manter o misturador na vertical e n o retirar a base enquanto a mistura n o estiver terminada.
9) Retirar a haste central do eixo misturador. O eixo misturador divide-se em 2 partes, manter a c nula para retirar a haste central.
Ateno: Conservar a haste central do eixo misturador at     ltima etapa de purga.
10) Partir o tubo do eixo misturador.
Ateno, o tubo deve ser completamente fora para ser seccionado corretamente.
11) Apertar o tubo de injeo no misturador.
12) Desapertar a base do misturador.
13) Apertar o reservat rio   pistola injetora.
Ateno: Apertar bem o reservat rio.
14) Evacuar o ar do tubo acionando a pega e depois proceder   injeo
15) No final da injeo do cimento, desapertar o tubo de injeo.
16) Purgar o tubo com a haste central do eixo misturador para recuperar o cimento restante no interior do tubo de injeo.

Este dispositivo deve ser utilizado apenas com cimentos  sseos PMMA injet veis durante as intervenoes de artroplastia.

Este dispositivo   embalado e esterilizado para uma  nica utilizao. N o reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilizao, reprocesamento ou reesterilizao podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a falha do mesmo que, por seu lado, pode causar les o, doena ou morte do paciente. Adicionalmente, o reprocesamento ou reesterilizao de dispositivos de uma  nica utilizao pode criar um risco de contaminao e/ou causar infeco ou infeco cruzada do paciente, incluindo, mas n o se limitando a, transmiss o de doenas infecciosas de um paciente para outro. A contaminao do dispositivo pode levar a les o, doena ou morte do paciente.

Respeitar a regulamentao local em vigor relativa aos res duos hospitalares para a manipulao e eliminao do cimento em total segurana.

## T RKE

** ik EC Markalanma tarihi: 2014**

1) Karıştırıcı üzerine tabanı vidalayın.
2) Karıştırıcı eksenini gevşetin
3) Karıştırıcı eksenini çıkarın.
4) Kemik çimentosu tozu poşetini bir köşesinden kesin
5) Süzme ünitesini hazne içine yerleştirin ve ilk olarak kemik çimentosu tozunu, ardından sıvıyı boşaltın.
6) Karıştırıcıyı hazne üzerine vidalayın. Dikkat: Karıştırıcının pervanesinin, haznenin tabanına dayandığında emin olun.
7) Vakum tüpünü karıştırıcıya ve adaptörü vakum altındaki bir pompa pedalına sıkıca tespit edin.
8) İstenen süre boyunca karıştırıcı aksın dönüşüne bağlı bir gel-git hareketi gerçekleştirerek karıştırın. Dikkat: Karıştırıcıyı dik olarak tutun, karıştırma işlemi sona ermeden tabanı çıkarmayın.
9) Karıştırıcı eksenin ana çubuğunu çıkarın. Karıştırıcı eksen 2 parçadan oluşur, ana çubuğu çıkarmak için boruyu tutun. Dikkat: Aritmanın son aşaması için, karıştırma ekseninin ana çubuğunu saklayın.
10) Karıştırıcı eksenin tüpünü kırın. Dikkat, tüpün tamamen kırılması için tamamen dışarı çıkarılması gerekmektedir.
11) Enjeksiyon tüpünü karıştırıcı üzerine takın.
12) Tabanı karıştırıcıdan gevşetin.
13) Hazneyi enjektör tabancasının üzerine vidalayın. Dikkat: Hazneyi sıkıca vidalayın.
14) Tutacağa müdahalede bulunarak tüpün içindeki havayı tahliye edin, ardından enjeksiyonu gerçekleştirin.
15) Çimento enjeksiyonu sonunda, enjeksiyon














tüpünü gevşetin.

16) Enjeksiyon tüpü içinde kalan çimentoyu almak için, karıştırıcı eksenin ana çubuğu ile tüpün içini boşaltın.

Bu donanım, artroplasti uygulaması sırasında sadece enjekte edilebilir PMMA kemik çimentosu için kullanılmalıdır.

Cihaz steril ambalaj içinde, tek kullanımlık olarak teslim edilir. Yeniden kullanmayın veya sterilize etmeyin. Yeniden kullanımı veya sterilize edilmesi durumunda sistemin bütünlüğü olumsuz yönde etkilenebilir velveya sistemin işleyiş bozukluklarına neden olabilir; lezyonlara, yaralanmalara veya hastanın ölümüne neden olabilir. Tek kullanımlık sistemlerin yeniden kullanılmaları veya sterilize edilmeleri kontaminasyonu riski oluşturabilir velveya hastada enfeksiyonlara veya çapraz enfeksiyonlara, bir hastadan diğerine enfeksiyonlu hastalıkların geçişi vb. neden olabilir. Sistemin kontaminasyonu yaralanmalara, hastalıklara veya hastanın ölümüne neden olabilir.

Çimentonun emniyetli bir şekilde taşınması ve imhası için, tıbbi atıklara ilişkin, yürürlükte bulunan resmi düzenlemelere uyun.

	Code lot <p>Batch code Chargen-Nummer Código de lote Numero di lotto Código de lote Parti kodu</p>		Date de fabrication AAAA-MM-JJ <p>Date of manufacture YYYY-MM-DD Herstellungsdatum JJJJ-MM-TT Fecha de fabricación AAAA-MM-DD Data di fabbricazione AAAA-MM-GG Fecha de fabrico AAAA-MM-DD İmalat tarihi YYYY-AA-GG</p>
	Référence catalogue <p>Catalogue number Artikelnummer Referencia de catálogo Numero di catalogo Referência de catálogo Katalog referansı</p>		Fabricant <p>Manufacturer Hersteller Fabricante Fabbricante Fabricante İmalatçı</p>
	Date limite d'utilisation AAAA-MM-JJ <p>Use by date YYYY-MMM-DD Haltbarkeitsdatum JJJJ-MM-TT Fecha de caducidad AAAA-MM-DD Data limite d'impiego AAAA-MM-GG Data limite para utilização AAAA-MM-DD Son kullanım tarihi: YYYY-AA-GG</p>		Consulter les instructions d'utilisation <p>Consult instructions for use Die Gebrauchsanweisung lesen Consultar las instrucciones de uso Consultare le istruzioni per l'uso Consultar as instruções de utilização Kullanım talimatlarını inceleyin</p>
	Ne pas réutiliser <p>Do not reuse Nicht zur Wiederverwendung No reutilizar Non riutilizzare Não reutilizar Kullanmayın</p>		
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé <p>Do not use if package is damaged Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist No utilizar si el envase está dañado Non utilizzare se l'imballo è danneggiato Não utilizar se a embalagem estiver danificada Ambalaj hasarlı ise kullanmayın</p>		
	Ne pas restériliser <p>Do not reesterilize Nicht wiedersterilisieren No reesterilizar Non risterilizzare Não voltar a esterilizar Sterilize etmeyin</p>		
	STERILE EO		St�rilis� avec de l'oxyde d'�thyl�ne <p>Sterilized using ethylene oxide Sterilisation mit Ethylenoxid Esterilizado con �xido de etileno Sterilizzato all'ossido di etilene Esterilizado com �xido de etileno Etilen oksit ile sterilize edilmisdir</p>
	Attention <p>Caution Achtung Atencion Attenzione Ateno Dikkat</p>	