

KIT MELANGE SERINGUE **SYNIMIX V**

(SYSTEME DE MELANGE SOUS VIDE ET D'APPLICATION DU CIMENT OSSEUX)



REF 880439

Contenu : • Corps Mélangeur • Couvercle du Corps muni d'une tige pour réaliser le mélange • Tube flexible en plastique de 3 mm de diamètre intérieur et 2 m de longueur • Cartouche d'absorption de vapeurs • Entonnoir • Raccord d'assemblage de la tubulure (diamètre 3 mm à 6 mm) • Pressuriseur. *Livré dans un emballage comprenant les instructions d'utilisation et un double blister stérile à l'Oxyde d'Ethylène, contenant les éléments du kit.*

PISTOLET POUR KIT **SYNIMIX V**



REF 880582

Contenu : Le pistolet réutilisable est présenté dans une boîte métallique permettant sa stérilisation. Utilisation simple. Stérilisation par autoclave, chaleur sèche ou ETO.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

 **PROTHYS**
ORTHOPÉDIE

Service Clients France - Tél : +33 (0)5.55.17.17.92 - Fax : +33 (0)5.55.17.17.98
Email : contact@prothys.com
12, rue Bernard de Ventadour - 19100 BRIVE LA GAILLARDE