

# SUTUR'LINK®


FICHE TECHNIQUE

Fil de suture-Réinsertion  
ligamentaire et tendineuse

# Stockage

SUTUR'LINK® est livré stérile, prêt à l'utilisation au bloc opératoire.

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, au sec, dans un endroit à l'abri de la lumière et à température ambiante.



# Produit

SUTUR'LINK® est composé d'un fil de suture serti sur 2 aiguilles en acier inoxydable.

Il est indiqué pour la réparation ou le renforcement ligamentaire, le rapprochement et/ou la ligature des tissus mous, et les réinsertions tubérositaires.

- Fil de suture : USP  $\frac{3}{4}$ , L=90 cm
- Matériau : 87.5% polyéthylène / 12.5% polypropylène
- Aiguille courbe :  $\frac{3}{8}$  longueur 25 mm
- Aiguille triangulaire :  $\frac{1}{2}$  longueur 40 mm

SUTUR'LINK® est stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Usage unique.

Ne pas re-stériliser.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice d'instruction.



## DÉSIGNATION

Fil de suture pour réinsertion ligamentaire et tendineuse SUTUR'LINK®

## RÉFÉRENCE

T362034

Distributed by



Classe IIb



Date de création du document : 11/2014 – Fabricant : TEKNIMED – Gamme : Textile – Nom de Produit : SUTUR'LINK – Destinaire : Professionnel de santé – N° de marquage CE : 2797 – Classe du DM : IIb  
Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations – Consultez les modalités sur le site ameli.fr – Indications : réparation / renforcement ligamentaire, rapprochement et/ou ligature des tissus mous, réinsertion tubérositaires. Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit - Sources : Dossiers techniques Teknimed

### Siège social

8, rue du Corps Franc-Pommiès  
65500 VIC en BIGORRE (France)  
Tél (33) 5 62 96 88 38  
Fax (33) 5 62 96 28 72

### Service Administratif et stocks:

Z.I. de la Herryay  
65500 VIC en BIGORRE (France)  
Tél (33) 5 62 96 88 38  
Fax (33) 5 62 96 28 72

### Service commercial et R&D:

Z.I. de Montredon - 12, rue Apollo  
31240 L'UNION (France)  
Tél (33) 5 34 25 10 60  
Fax (33) 5 34 25 27 39

